Fisiovital

GUIA DE CUIDADOS

COMO LAVAR E CUIDAR DO SEU THERATOGS

CUIDADO CERTO. PRODUTO PROTEGIDO.

A lavagem correta preserva o FOAM, a aderência e a vida útil.
GoldTone = lado externo | FOAM = lado branco e delicado.

1



ANTES DE LAVAR

Retire todos os Velcros. Lave o TheraTogs sozinho, sem outras peças.

2



NA MÁQUINA

Use ciclo rápido ou delicado, com nível alto de água.
Lave apenas com água e sem produtos químicos.

3



PARA SECAR

Não torça. Enrole em uma toalha e pressione suavemente.
Seque à sombra, sempre com o FOAM virado para cima.



CUIDADO COM O FOAM

Não esfregue, fure, belisque ou dobre úmido. Evite unhas, anéis e pregadores.
Ao guardar, mantenha os lados de FOAM separados por tecido.

NUNCA USE

- AMACIANTE
- ALVEJANTE
- FERRO
- SECADORA
- CALOR / SOL

Fisiovital

THERATOGS

ROTINA DE LAVAGEM

A FREQUÊNCIA ACOMPANHA O TEMPO DE USO DIÁRIO

QUANDO LAVAR?

1 A 2 H/DIA

A CADA 3 DIAS

3 A 4 H/DIA

A CADA 2 DIAS

5+ H/DIA

TODOS OS DIAS

TODAS AS ROTINAS: 1X POR SEMANA COM ÁGUA OXIGENADA 3%

LAVAGEM SEMANAL

Adicione 200 ml de água oxigenada 3%. Use ciclo rápido/delicado e nível alto de água.

TOMBAMENTO: PODE CENTRIFUGAR | AGITADOR: NÃO CENTRIFUGAR

SEM MÁQUINA? LAVE À MÃO

1



ENCHA O BALDE

37 L de água (morna, se possível).

2



MOVIMENTE

Pressione suavemente, agite por 10 min e descarte.

3



RENOVE A ÁGUA

Adicione 200 ml de água oxigenada 3% e agite por 10 min.

4



SEQUE

Envolva em toalha, pressione sem torcer e seque à sombra.

MANCHAS OU ACIDENTES: RETIRE O THERATOGS IMEDIATAMENTE E LAVE. NÃO USE ALVEJANTE.

ASSISTA AO PASSO A PASSO

Vídeo Fisiovital sobre lavagem e higienização do TheraTogs.

ESCANEIE O QR CODE

@FISIOVITALL